

mgr EWA KOZIEL  
Centralny Instytut Ochrony Pracy –  
Państwowy Instytut Badawczy  
00-701 Warszawa  
ul. Czerniakowska 16

# 1,3-Etylenotiomocznik – metoda oznaczania

Numer CAS: 96-45-7



---

**Słowa kluczowe:** 1,3-etylenotiomocznik, metoda analityczna, metoda HPLC, powietrze na stanowiskach pracy.

**Key words:** 2-imidazolidinethione, determination in workplace air, HPLC chromatography.

Metodę stosuje się do oznaczania 1,3-etylenotiomocznika w powietrzu na stanowiskach pracy podczas przeprowadzania kontroli warunków sanitarnohigienicznych.

Metoda polega na adsorpcji aerozolu 1,3-etylenotiomocznika na filtrze szklanym, wymyciu wodą destylowaną i analizie chromatograficznej otrzymanego roztworu.

Oznaczalność metody wynosi 0,01 mg/m<sup>3</sup>.

## CHARAKTERYSTYKA SUBSTANCJI

1,3-Etylenotiomocznik występuje w postaci białych lub bladozielonych kryształów o słabym, podobnym do chinoliny zapachu. Syntetyzowany jest z etylenodiaminy i disiarczku węgla. Rozpuszcza się w wodzie, słabo w etanolu, metanolu, glikolu etylenowym, a prawie wcale w chloroformie, acetonie i benzenie. W tablicy 1. przedstawiono wybrane właściwości fizykochemiczne 1,3-etylenotiomocznika.

1,3-Etylenotiomocznik jest stosowany głównie w przemyśle chemicznym, przede wszystkim jako przyspieszacz w procesach utwardzania neoprenu, kauczuku poliakrylowego i elastomerów, a także w galwanizerniach i odlewnictwie. Jest też produktem pośrednim w produkcji barwników, leków, żywic syntetycznych, a także pestycydów, głównie insektycydów i fungicydów dikarbaminianowych. Występuje w środkach spożywczych, w których są obecne pozostałości niektórych fungicydów oraz w dymie papierosowym.

1,3-Etylenotiomocznik jest umieszczony w wykazie substancji niebezpiecznych. Do organizmu wchłania się głównie przez drogi oddechowe i pokarmowe oraz skórę. Związek

ten może działać drażniąco na błony śluzowe oczu i górnych dróg oddechowych oraz skórę. Narażenie na związek o dużych stężeniach może powodować zawroty głowy, nudności, przyspieszoną pracę serca i zwiększone ciśnienie krwi. Długotrwałe narażenie na 1,3-etylenotiomocznik może spowodować powiększenie gruczołu tarczycy i zmiany w jej funkcjonowaniu. 1,3-Etylenotiomocznik jest substancją rozpatrywaną jako działającą szkodliwie na funkcje rozrodcze u człowieka. Może działać również szkodliwie na dziecko w łonie matki. W 2001 r. eksperci IARC zaliczyli 1,3-etylenotiomocznik do grupy 3., argumentując to brakiem wystarczających dowodów rakotwórczego działania związku u ludzi i zwierząt doświadczalnych. Narażenie zawodowe na 1,3-etylenotiomocznik dotyczy przede wszystkim osób zatrudnionych w przemyśle chemicznym, metalurgicznym oraz przy stosowaniu tego związku podczas zabiegów agrochemicznych.

Wartości najwyższych dopuszczalnych stężeń nie zostały w Polsce dotychczas ustalone. Zespół Ekspertów ds. Czynników Chemicznych Międzyresortowej Komisji ds. NDS i NDN zaproponował dla 1,3-etylenotiomocznika wartość NDS wynoszącą 0,1 mg/m<sup>3</sup>. Nie ustalono wartości NDSCh 1,3-etylenotiomocznika.

## **PROCEDURA ANALITYCZNA**

### **1. Zakres stosowania metody**

Metodę stosuje się do oznaczania zawartości 1,3-etylenotiomocznika w powietrzu na stanowiskach pracy z zastosowaniem wysokosprawnej chromatografii cieczowej z detektorem UV/VIS.

Najmniejsze stężenie 1,3-etylenotiomocznika, jakie można oznaczyć w warunkach pobierania próbek powietrza i wykonania oznaczania opisanych w niniejszej procedurze, wynosi 0,01 mg/m<sup>3</sup>.

### **2. Norma powołana**

PN-Z-04008-7:2002/Az1:2004 Ochrona czystości powietrza – Pobieranie próbek – Zasady pobierania próbek powietrza w środowisku pracy i interpretacji wyników.

### **3. Zasada metody**

Metoda polega na adsorpcji aerozolu 1,3-etylenotiomocznika na filtrze szklanym, wymyciu wodą destylowaną i analizie chromatograficznej otrzymanego roztworu.

### **4. Wytyczne ogólne**

#### **4.1. Czystość odczynników**

Podczas analizy, jeżeli nie zaznaczono inaczej, należy stosować odczynniki o stopniu czystości co najmniej cz.d.a.

#### **4.2. Dokładność ważenia**

Substancje stosowane w analizie należy ważyć z dokładnością do 0,0002 g.

#### **4.3. Postępowanie z substancjami toksycznymi**

Czynności związane z rozpuszczalnikami organicznymi należy wykonywać pod sprawnie działającym wyciągiem. Zużyte roztwory i odczynniki należy gromadzić w przeznaczonych do tego celu pojemnikach i przekazywać do utylizacji uprawnionym instytucjom.

## 5. Odczynniki, roztwory i materiały

5.1. 1,3-Etylenotiomocznik

5.2. Metanol

5.3. Woda czysta do analizy

5.4. Roztwór wzorcowy podstawowy

Do zważonej kolby pomiarowej o pojemności 10 ml należy odważyć około 8 mg 1,3-etylenotiomocznika wg punktu 5.1., kolbę zważyć, uzupełnić do kreski wodą destylowaną wg punktu 5.3. i dokładnie wymieszać. Stężenie 1,3-etylenotiomocznika w tak przygotowanym roztworze wynosi około 0,8 mg/ml. Obliczyć dokładną zawartość tego związku w 1 ml roztworu.

5.5. Roztwór wzorcowy pośredni

Do kolby pomiarowej o pojemności 10 ml odmierzyć 1 ml roztworu podstawowego wzorcowego podstawowego wg punktu 5.2., uzupełnić do kreski wodą destylowaną wg punktu 5.3. i dokładnie wymieszać. Stężenie 1,3-etylenotiomocznika w tak przygotowanym roztworze wynosi około 0,08 mg/ml. Obliczyć dokładną zawartość tego związku w 1 ml roztworu.

5.6. Roztwory wzorcowe robocze

Do pięciu kolb pomiarowych o pojemności 10 ml odmierzyć kolejno: 0,2; 0,5; 1; 2 i 4 ml roztworu wzorcowego pośredniego wg punktu 5.5., uzupełnić do kreski wodą destylowaną wg punktu 5.3. i wymieszać. Obliczyć dokładną zawartość 1,3-etylenotiomocznika w 1 ml tak przygotowanych roztworów.

5.7. Roztwór do wyznaczania stopnia odzysku

Do kolby pomiarowej o pojemności 10 ml odważyć około 40 mg 1,3-etylenotiomocznika wg punktu 5.1., kolbę zważyć, uzupełnić do kreski wodą destylowaną wg punktu 5.2. i dokładnie wymieszać. Stężenie 1,3-etylenotiomocznika w tak przygotowanym roztworze wynosi około 0,4 mg/ml. Obliczyć dokładną zawartość tego związku w 1 ml roztworu.

Roztwory przygotowane wg punktów: 5.4., 5.5., 5.6. i 5.7. szczelnie zamknięte i przechowywane w chłodziarce są trwałe przez 1 dzień.

## 6. Aparatura i przyrządy

6.1. Chromatograf cieczowy

Stosować chromatograf cieczowy z detektorem spektrofotometrycznym UV/VIS, elektronicznym integratorem oraz pętlą dozowniczą o pojemności 20  $\mu$ l.

6.2. Kolumna chromatograficzna

Stosować kolumnę chromatograficzną umożliwiającą oznaczenie 1,3-etylenotiomocznika, np.: kolumnę stalową o długości 25 cm, średnicy wewnętrznej 4,6 mm i uziarnieniu 5  $\mu$ m z prekolumną.

6.3. Mikrostrzykawki

Stosować mikrostrzykawki do cieczy o pojemności: 10; 1000 i 5000  $\mu$ l.

6.4. Kolby Erlenmayera

Stosować wyposażone w korki kolby Erlenmayera o pojemności około 25 ml.

### 6.5. Pompa ssąca

Stosować pompę ssącą umożliwiającą pobranie powietrza ze stałym strumieniem objętości 80 l/h.

### 6.6. Filtry z włókna szklanego

Stosować filtry z włókna szklanego o średnicy porów 0,8  $\mu\text{m}$ , firmy Whatman.

## 7. Pobieranie próbek powietrza

Próbki powietrza należy pobrać zgodnie z zasadami podanymi w normie PN-Z-04008/Az1:2004. W miejscu pobierania próbek przez filtr szklany wg punktu 6.6. należy przepuścić 480 l badanego powietrza ze stałym strumieniem objętości nie większym niż 120 l/h. Pobrane próbki przechowywane w chłodziarce są trwałe 3 dni.

## 8. Warunki pracy chromatografu

Należy tak dobrać warunki pracy chromatografu, aby uzyskać oznaczenie 1,3-etylenotiomocznika na poziomie 1/10 wartości najwyższego dopuszczalnego stężenia (NDS). W razie stosowania kolumny o parametrach wg punktu 6.2., oznaczanie można wykonać w następujących warunkach:

– faza ruchoma: metanol-woda	10 : 90 (v/v)
– przepływ fazy ruchomej	1,0 ml/min
– temperatura kolumny	25 °C
– długość fali analitycznej	234 nm
– objętość pętli dozowniczey	20 $\mu\text{l}$ .

## 9. Sporządzanie krzywej wzorcowej

Do chromatografu wprowadzić za pomocą pętli dozowniczey po 20  $\mu\text{l}$  roztworów wzorcowych roboczych wg punktu 5.6. Z każdego roztworu wzorcowego należy wykonać dwukrotny pomiar. Odczytać powierzchnie pików wg wskazań integratora i obliczyć średnią arytmetyczną. Różnica między wynikami nie powinna być większa niż  $\pm 5\%$  tej wartości. Następnie wykreślić krzywą wzorcową, odkładając na osi odciętych zawartość 1,3-etylenotiomocznika w 1 ml roztworów wzorcowych, a na osi rzędnych – odpowiadające im średnie powierzchnie pików.

Dopuszcza się automatyczne integrowanie danych i sporządzanie krzywej wzorcowej.

## 10. Wykonanie oznaczania

Po pobraniu próbki powietrza przenieść każdy filtr z obudowy do kolb Erlenmayera wg punktu 6.4. Następnie dodać po 3 ml wody destylowanej wg punktu 5.3., kolby szczelnie zamknąć i pozostawić na 30 min, wstrząsając ich zawartość co pewien czas. Następnie wprowadzić do pętli dozowniczey chromatografu badaną próbkę i wykonać analizę chromatograficzną w takich samych warunkach jak przy sporządzaniu krzywej wzorcowej według rozdziału 9. Z każdego roztworu należy wykonać dwukrotny pomiar. Odczytać z uzyskanych chromatogramów powierzchnie pików 1,3-etylenotiomocznika według wskazań integratora i obliczyć średnią arytmetyczną. Różnica między wynikami nie powinna być większa niż  $\pm 5\%$  tej wartości. Zawartość 1,3-etylenotiomocznika w próbce odczytać z krzywej wzorcowej.

## 11. Wyznaczanie stopnia odzysku

Do pięciu kolb Erlenmayera wg punktu 6.4. wprowadzić filtry szklane wg punktu 6.6. Następnie nanieść po 100 µl roztworu do wyznaczenia stopnia odzysku wg punktu 5.7. W szóstej kolbie przygotować próbkę kontrolną zawierającą tylko filtr. Kolby szczelnie zamknąć i pozostawić do następnego dnia. Następnie dodać po 3 ml wody destylowanej wg punktu 5.3. Kolby Erlenmayera ponownie zamknąć i przeprowadzić desorpcję w ciągu 30 min, wstrząsając ich zawartość co pewien czas.

Jednocześnie wykonać oznaczenie badanej substancji co najmniej w trzech roztworach porównawczych, przygotowanych przez dodanie do 3 ml wody destylowanej wg punktu 5.3. po 100 µl roztworu do wyznaczenia stopnia odzysku wg punktu 5.7. Oznaczenie badanej substancji wykonać wg punktu 10.

Stopień odzysku dla 1,3-etylenotiomocznika ( $d$ ) obliczyć na podstawie wzoru:

$$d = \frac{P_d - P_o}{P_p},$$

w którym:

- $P_d$  – średnia powierzchnia pików 1,3-etylenotiomocznika na chromatogramach roztworów po wymyciu z filtra
- $P_o$  – średnia powierzchnia pików o czasie retencji 1,3-etylenotiomocznika na chromatogramach roztworu kontrolnego
- $P_p$  – średnia powierzchnia pików 1,3-etylenotiomocznika na chromatogramach roztworów porównawczych.

Następnie obliczyć średnią wartość stopnia odzysku dla 1,3-etylenotiomocznika ( $\bar{d}$ ) jako średnią arytmetyczną otrzymanych wartości ( $d$ ).

Stopień odzysku należy zawsze oznaczać dla każdej nowej partii filtrów.

## 12. Obliczanie wyniku oznaczenia

Stężenie 1,3-etylenotiomocznika ( $X$ ) w badanym powietrzu obliczyć w miligramach na metr sześcienny, na podstawie wzoru:

$$X = \frac{3 \cdot m}{V \cdot \bar{d}} \cdot 1000,$$

w którym:

- $m$  – masa 1,3-etylenotiomocznika w roztworze znad filtra odczytana z krzywej wzorcowej, w miligramach
- $V$  – objętość przepuszczonego powietrza przez filtr, w litrach
- 3 – całkowita objętość badanego roztworu
- $\bar{d}$  – średnia wartość stopnia odzysku wyznaczona wg rozdziału 11.

## ZAŁĄCZNIK INFORMACYJNY

Badania wykonano, stosując chromatograf ciekowy Gynkotek z detektorem spektrofotometrycznym model UVD 170S i kolumną Nucleosil 100-C<sub>18</sub>, wyposażony w autosampler oraz komputer.

Na podstawie wyników przeprowadzonych badań otrzymano następujące dane waldacyjne:

- granica wykrywalności:  $x_{gw} = 0,2$  ng/ml
- granica oznaczania ilościowego:  $x_{ozn} = 0,67$  ng/ml
- współczynnik korelacji:  $R = 0,9996$
- całkowita precyzja badania:  $V_c = 5,20\%$
- niepewność całkowita metody: 10,67%.

*EWA KOZIEŁ*

### **2-Imidazolidinethione – determination method**

#### **A b s t r a c t**

Air samples were collected by drawing a known volume of air through glass filters. The filters were transferred into vials and the substance was extracted with 3 ml of water. The obtained extracts were analyzed with high performance liquid chromatography with ultraviolet detection.

The determination limit of the method is 0.01 mg/m<sup>3</sup>.